

АВТОЗАГРУЗЧИК НА 130 ТИГЛЕЙ для CS анализаторов **ELTRA**



- В отличие от большинства моделей автозагрузчиков от других производителей, в систему фирмы Эльтра можно загрузить одновременно до 130 тиглей, что дает возможность анализатору часами работать без вмешательства оператора
- Автозагрузчик сконструирован так, чтобы не занимать дополнительное место на рабочем столе. Он удобно монтируется над тем местом, где обычно установлены весы, компьютер, монитор и расходные материалы.
- Оператор даже сидя сможет легко достать до любого установочного места автозагрузчика
- Предусмотрена возможность временной остановки автозагрузчика для немедленного анализа срочного образца
- По запросу количество загружаемых мест для тиглей может быть увеличено.
- Очень высокая надежность системы
- Доступная цена
- Все анализаторы Эльтра с индукционными печами, независимо от их возраста, могут быть оснащены новым автозагрузчиком



Печь автоматически очищается после каждого анализа, тем самым, исключая необходимость чистки от пыли вручную.